



CAMM®

BLITZSTARTER





AS 03 + AS 04: Patentierte Schnellstartsonden für Ihre In-Situ-Messungen.

Mit INSITU AS 03 und AS 04 stehen Ihnen gleich zwei Sonden aus dem Hause Acousticon zur Auswahl, die Ihnen und Ihren Kunden besondere Vorzüge bieten:

- » Raffinierte Halteschleife zum Anlegen und Positionieren mit einem Handgriff
- » Kleiner, leichter und einfacher handhabbar als herkömmliche In-Situ-Sonden
- » AS 03: Messungen über Schlauch sowie einfache Kalibrierungsroutine
- » AS 04: Messungen über längenvariables Mikrofon im Gehörgang
- » Binauralmesser E02-2 für beide Sonden optional erhältlich

acousticon



Acousticon Hörsysteme GmbH

Hirschbachstraße 48

D-64354 Reinheim

Telefon +49(0)61 62/93 24-0

Telefax +49(0)61 62/93 24-49

info@acousticon.de