



ACAM®5 Produktinfo

Schnellstartsonde INSITU AS 03

Ein komfortabler „Zwerg“

Kleiner, schneller, komfortabler

Kleiner, leichter und erheblich einfacher handhabbar als bisherige In-Situ-Sonden, besticht die Acousticon Schnellstartsonde AS 03 für ACAM 5 durch ihre besonderen Vorzüge in Sachen Komfort:

Wir liefern Ihnen die AS 03 mit drei verschiedenen In-Situ-Schläuchen (kurz, mittel und lang), so dass Sie für nahezu alle Fälle bereits die richtige Länge griffbereit haben. Die Schläuche können (einzeln oder im Abonnement) in den verschiedenen Längen sowie als Meterware direkt über Acousticon bezogen werden. Durch die patentierte Halteschleife ist die Sonde innerhalb von Sekunden und mit nur einem Handgriff angelegt und in der korrekten Position. Eine Kontrolle mit dem Otoskop ist meist überflüssig – das bringt Sie bei Ihren In-Situ-Messungen deutlich leichter und schneller zum Ziel (siehe auch Video auf unserer Homepage).

Links ... rechts ... oder alles gleichzeitig ...

Die Sonde ist mit einer Kennzeichnung für links, rechts oder auch neutral lieferbar. In Verbindung mit dem binauralen Messwandler E02-2 für ACAM 5 können Sie sogar mit beiden Sonden (für rechts und links) gleichzeitig messen!

Falls Sie nur selten In-Situ-Messungen vornehmen, können Sie auch bloß eine Sonde für rechts und links einsetzen. Ohne den Binaural-Mess-



wandler entfällt zwar der Vorteil der beidohrigen Messung, aber mithilfe eines Adapters können Sie bei Bedarf trotzdem mit neuer Sonde und Ihrem bisherigen Messwandler arbeiten.

Mehr Infos?

Weitere Informationen zum Acousticon Anpass-System ACAM 5 sowie unserem Messtechnik-Equipment und Zubehör erhalten Sie direkt bei Acousticon sowie unter: www.acousticon.de